
Инструкция по отправке протокола исследования на Email пациенту из АРМ Лучевой диагностики


Необходимые требования к карте пациента

Для отправки протокола диагностического исследования на Email пациента, необходимо чтобы в карте пациента были заполнены поля:

FAX/E-mail



И Согласие на получение результатов на почту (ДА)




При отсутствии заполнения любого из этих полей протокол исследования на Email-адрес пациента отправлен не будет.


АРМ Лучевой диагностики

Для отправки ранее созданного протокола диагностического исследования из АРМ Лучевой диагностики на Email пациенту необходимо выполнить 2 действия:

1. В карточке исследования, в правой части экрана, в поле «Отправлять на e-mail» – выбрать «да».



2. В протоколе нажать кнопку Печать и выбрать в появившейся форме шаблон «Печать протокола диагностического для отправки на Email(PDF)».



При этом в браузере откроется сформированный PDF-файл, который автоматически отправится пациенту на почту.



ООО "Клиника семейной медицины"
ИНН 3665140973 КПП 366501001, 394062, г. Воронеж, ул. Путиловская д. 19А

ЭВКАЛИПТ
клиника семейной медицины

РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ НОСА

Дата 01.07.2021 04:00
Врач Язова И.Ю.

Ф.И.О. пациента Тест Test Great **Возраст** 35 лет

Адрес Воронежская обл, Воронеж г, Ленина ул, д.1, к.2, кв.3

Область исследования: придаточные пазухи носа
Исследование проведено на: Philips FlexiDiagnost
ЭЭД: 0,02 мЗв

ыва

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
ываыа

Рекомендовано:
ываыва

Данное заключение не является диагнозом и должно быть правильно интерпретировано лечащим врачом

Врач _____ Язова И.Ю.

Для контроля, предварительно, можно сформировать печатную форму без отправки на Email, либо указав в поле «Отправлять на E-mail» - «нет», либо выбрав при печати шаблон «Печать протокола диагностического исследования Олимп универсальная Libra». При этом протокол будет сформирован без отправки.

Факт отправки протокола пациенту отмечается значком в строке исследования

